

JS-ON

The Quality of Life

MEDICAL & AESTHETIC
RF SOLUTION

VENUS HIPER

전기장 고주파의 새로운 기준

컨디션 관리·바디 라인·주름 개선
을 위한 프리미엄 심부열 솔루션



생체 전기장



온도 제어 기능



깊은 심부열



컨디션 회복



피부 탄력
바디 케어

Technology for Better Life

www.js-on.co.kr

왜 VENUS HIPER 일까요?

다른 고주파와 비교해보세요!

일반 고주파(RF)



피부 표면 위주 열감

얕은 열 전달로 효과가 제한적



고정 출력 방식

피부 상태에 상관없이
일정한 에너지 전달



자극감이 강할 수 있음

극소 부위 과열로 불편함 발생



피부 관리 중심

단순 피부 탄력 관리 목적



금속 직접 접촉

따가움, 화상 위험 가능

VS

VENUS HIPER



깊은 심부열 전달

근골격계 및 염증까지 케어



실시간 임피던스 제어

인체 저항 값을 감지해
에너지를 자동 조절



편안하고 안전한 케어

균일한 열 전달로
자극감 최소화



컨디션 관리+미용+바디

컨디션 회복, 피부 탄력,
바디 슬리밍 케어까지 가능



절연 코팅 프로브

부작용이 전혀 없는 안전성

깊이, 안전성, 효과! 모든 면에서 다릅니다.

심부열은 어떻게 만들어질까요?

4.4MHz 전기장 에너지가 지방층까지 도달 할 수 있어서
바디 슬리밍 라인 및 컨디션 관리에 최적화 되어 있습니다.

표피층

피부 보호

진피층

콜라겐 생성

피하 지방층

지방 분해, 순환

근육

근육 이완, 회복



컨디션 관리



피부 탄력 개선



혈류 순환 촉진



근육 이완



바디 라인 관리

4.4MHz, 최적의 가변 주파수

깊이 더 안전하게, 더 효과적으로

[기존 장비]


1MHz



너무 낮음
(표면에만 적용)

[VENUS HIPER]

4.4MHz



최적의 가변 주파수
(깊은 곳까지 도달)

- ✓ 근육층까지 도달하는 깊은 에너지
- ✓ 조직 손상 없이 안전한 열 전달
- ✓ 자연스러운 콜라겐 재생 및 탄력 개선
- ✓ 셀룰라이트 케어 및 바디 슬리밍에 도움
- ✓ 지방층까지 전달되어 바디 라인 관리 효과적
- ✓ 컨디션 케어와 회복 관리에 효과적

A-IPM 실시간 임피던스 제어 시스템

인체 저항값을 매 순간 감지하여 에너지를 자동으로 조절합니다.



피부 상태 감지



임피던스 분석




에너지 자동 조절



안전하고 균일한 케어


일반 RF(고정 출력)

피부 상태와 상관없이
일정한 에너지 출력



VENUS HIPER (A-IPM)

피부 상태에 맞춰
에너지를 자동 조절



- ✓ 편안한 케어
- ✓ 화상, 자극 위험 감소
- ✓ 모든 피부 타입 안전 사용

스마트한 기술이 편안하고 효과적인 결과를 만듭니다.

눈에 보이는 변화, 직접 느껴보세요!

통증은 줄이고, 탄력은 올리고, 라인은 아름답게!

컨디션 케어

만성 통증 완화에 도움

스포츠 재활

만성 통증 관리

바디 순환 개선

어깨, 목, 허리, 무릎 케어

피부 탄력 및 트러블 개선

콜라겐 생성을 촉진하여
탄력있고 건강한 피부로

피부 탄력 개선

잔주름 및 주름 개선

처진 피부 타이팅

피부 톤 및 광채 개선

바디 라인 관리

지방층과 셀룰라이트를
관리하여 매끈하고
탄탄한 바디라인으로

국소 바디 라인 관리

셀룰라이트 관리

복부, 허리 라인 관리

힙, 허벅지 라인 관리



통증 감소



혈류 개선



셀룰라이트 케어



슬림 바디 관리



근육 이완



피로 회복

임상으로 검증된 기술력

다양한 연구와 임상을 통해 안전성과 효과를 입증했습니다.



요통

통증 감소 및 기능 개선

출처: Journal of Clinical
Medicine, 2022



어깨통증

통증 감소 및 관절 기능 개선

출처: Pain Research &
Management, 2019



무릎 골관절염

통증 감소 및 기능 개선

출처: Journal of Clinical
Medicine, 2023



근육 손상 회복

근육 회복 속도 및 통증 감소

출처: Injury (SCI), 2018



SCIE급 논문 6편



임상 연구 진행



안전성 검증 완료



국제 인증 보유

제품 사양 & 인증

제품 사양

모델명	VENUS HIPER
주파수	4.4MHz ±30%
무게	12kg
소비전력	150~230 VA
전기적 정격	AC 220~240V, 50/60Hz
정격에 대한 보호형식 및 보호 정도	1급 기기, BF형 장착부
인증	CE / ISO13485

인증



ISO 13485:2016
LL-C (Certification)



JS-ON

The Quality of Life

기술로 건강과 아름다움을 연결합니다.

Technology for Better Life

www.js-on.co.kr