

JS-ON

The Quality of Life

MEDICAL & AESTHETIC
RF SOLUTION

VENUS HIPER

深层射频科技新标准

专为身体管理、塑形护理与肌肤紧致
打造的高端深层热能解决方案



生物电场



智能温控功能



深层热能传导



身体状态恢复



肌肤紧致与
身体护理

Technology for Better Life

www.js-on.co.kr

为什么选择 VENUS HIPER ?

与传统射频设备对比看看!

传统射频 (RF)



以表层热感为主
热能传导较浅，效果有限



固定输出方式
不根据肌肤状态变化，持续输出固定能量



刺激感较强
局部可能出现过热不适



以基础皮肤护理为主
主要用于基础紧致护理



金属直接接触
可能产生刺痛与烫伤风险

VENUS HIPER



深层热能传导
可护理肌肉骨骼问题及炎症不适



实时阻抗控制
感知人体阻抗值并自动调节能量输出



舒适且安全的护理体验
均匀热能传导，减少刺激感



身体管理 + 美容护理 + 身体护理
可用于身体恢复、肌肤紧致及身体塑形护理



绝缘涂层探头
安全性高，减少副作用风险

VS

从深度、安全性到效果，全方位不同。

深层热能是如何产生的？

4.4MHz 电场能量可深入脂肪层，
专为身体塑形与身体护理而优化。

表皮层

保护肌肤

真皮层

促进胶原蛋白生成

皮下脂肪层

促进循环与代谢

肌肉层

缓解紧张感并帮助舒缓



身体状态管理



改善肌肤弹性



促进血液循环



肌肉放松



身体线条管理

4.4MHz，优化频率技术

更深层、更舒适、更安心

[传统设备]


1MHz



频率过低
(仅作用于表层)

[VENUS HIPER]

4.4MHz



最佳可变频率
(可深入深层组织)

- ✓ 深层能量可深入肌肉层
- ✓ 安全传导热能，减少组织损伤风险
- ✓ 促进自然胶原再生与肌肤紧致
- ✓ 有助于橘皮组织护理与身体塑形
- ✓ 深层热能有助于身体线条管理
- ✓ 有助于身体状态恢复与恢复护理

A-IPM 实时阻抗控制系统

实时感知人体阻抗值，自动调节能量输出。



检测肌肤状态



分析阻抗变化




自动调节能量



实现安全均匀护理


传统RF (固定输出)

无论肌肤状态如何，
持续固定输出



VENUS HIPER (A-IPM)

根据肌肤状态自动调
节最适合的能量



✓ 舒适护理

✓ 降低烫伤与刺激风险

✓ 适用于各种肤质

智能技术带来更舒适、更安心的护理体验。

看得见的改变，源于深层护理

减轻疼痛，提升弹性，塑造优美线条！

身体状态管理

有助于缓解慢性疼痛

运动康复

身体舒缓护理

改善身体循环

肩部、颈部、腰部、膝盖护理

肌肤弹力与问题肌改善

促进胶原蛋白生成，
打造紧致健康肌肤

改善肌肤弹性

改善细纹与皱纹

紧致松弛肌肤

改善肤色与光泽感

身体线条管理

帮助改善脂肪与橘皮组织，
塑造紧致流畅身体线条

局部身体塑形

橘皮组织护理

腹部与腰线管理

臀部与大腿线条管理



减轻疼痛



改善循环



橘皮组织护理



身体线条护理



肌肉放松



缓解疲劳

经研究验证的技术实力

通过多项研究与临床验证其安全性与效果。



腰痛

减轻疼痛并改善功能

出处: Journal of Clinical
Medicine, 2022



肩部疼痛

减轻疼痛并改善关节功能

出处: Pain Research &
Management, 2019



膝骨关节炎

减轻疼痛并改善功能

出处: Journal of Clinical
Medicine, 2023



肌肉损伤恢复

促进肌肉恢复并缓解疼痛

出处: Injury (SCI), 2018



6篇SCI级论文



开展研究测试



安全性验证完成



拥有国际认证

产品规格与认证

产品规格

型号	VENUS HIPER
频率	4.4MHz \pm 30%
重量	12kg
功耗	150~230 VA
电气规格	AC 220~240V, 50/60Hz
额定防护类型及防护等级	I类设备, BF型应用部分
认证	CE / ISO13485

认证



ISO 13485:2016
LL-C (Certification)



JS-ON

The Quality of Life

以科技连接健康与美丽。

Technology for Better Life

www.js-on.co.kr